

# Guía de uso de Heel Up - tamaño

| Nombre producto             | No.   | Tamaño; longitud de la parte inferior de la pierna. | Usuario típico                                      |
|-----------------------------|-------|---|---|
| Heel Up® Kids Medium 15 cm. | 70038 | 25 cm.  | Niños   |
| Heel Up® Kids Medium 20 cm. | 70039 | 33 cm.  | Adolescentes  |
| Heel Up® Short              | 70001 | 32 cm.  | Adulto con extremidades cortas/silla de ruedas      |
| Heel Up® Medium             | 70007 | 39 cm.  | Adulto (altura de 150 a 175 cm)                     |
| Heel Up® Long               | 70003 | 48 cm.  | Adulto (altura de 175 a más de 200 cm)              |
| Heel Up® Max                | 70018 | 50 cm.  | Pie grande (talla 40+)<br>Prevención del pie caído. |

|                       |       |        |  |
|-----------------------|-------|--------|--|
| Heel Up® FIX Medium * | 70073 | 39 cm. | Adulto (altura de 150 a 175 cm)        |
| Heel Up® FIX Long *   | 70079 | 48 cm. | Adulto (altura de 175 a más de 200 cm) |

\* Los tamaños estándar de Heel Up, Short, Medium, Long y Max son convenientes para pacientes con movilidad reducida. Las nuevas Heel up, FIX Medium y FIX Long están diseñadas para pacientes móviles y frecuentemente inquietos.