



# TODO-EN-UNO ENTRENADOR DE MARCHA

La mejor solución para la rehabilitación

# TODO-EN-UNO ENTRENADOR DE MARCHA

El sistema para rehabilitación proporciona un mayor equilibrio y seguridad al paciente durante la terapia.

El Entrenador de Marcha Todo-en-Uno es único. La grúa Todo-en-Uno proporciona la estructura básica, que permite que el Entrenador de Marcha se pueda convertir en una grúa estándar o bipedestación sin necesidad de herramientas. El diseño de la horquilla permite al usuario ver a través de la estructura mientras está andando y el soporte de manos aporta seguridad a la actividad. La cincha permite realizar la elevación y la marcha del usuario.



El Entrenador de Marcha Todo-en-Uno se suministra en dos versiones:

Para cargas de 150Kg

Para cargas de 200Kg

La funcionalidad es la misma, pero la versión de 150Kg tienen un bastidor de 117cm de longitud y la versión de 200Kg tiene un bastidor de 122cm y dos motores para la apertura de patas.



Colocar la cincha alrededor del usuario mientras está sentado en la silla de ruedas. Ajustar el cinturón de seguridad, permitiendo que el usuario se encuentre cómodo. Colocar los tirantes entre las patas del usuario. Llevar los dos tirantes (color gris) que están situados en frente de los hombros del usuario, a través de las cintas (color negro). Cerciorarse de que todos los tirantes (color gris) tienen la misma longitud. Después de colocar los tirantes en los cuatro ganchos se puede comenzar la elevación. Después de que el usuario este totalmente erguido, podrá comenzar a caminar.



El exclusivo diseño del Entrenador de marcha proporciona numerosas ventajas:

- El paciente puede elevarse desde la silla
- Se puede ajustar la altura al paciente
- Colocación cómoda y segura de la cincha
- Estabilidad desde 4 puntos
- Alivia del peso al usuario
- Muy buena maniobrabilidad
- Previene las caídas del usuario
- Puede pasar a través de las puertas
- Pueden utilizarlo personas de hasta 200Kg
- La terapia puede ser realizada por una sola persona
- Evita que el usuario se resbale durante la elevación
- La rehabilitación la dirige el usuario

El diseño exclusivo de la cincha para el Entrenador de Marcha regula la sujeción del usuario de un modo cómodo y previene las posibles caídas del usuario.



Nota: Se pueden colocar dos mecanismos en las ruedas que permiten desplazar el Entrenador de Marcha en línea recta.



### Estructura básica

Estructura básica de la grúa  
Todo-en -Una con horquilla y  
soporte para manos



### Percha para elevación



El Entrenador de Marcha se puede convertir en grúa estándar o bipedestación sin necesidad de utilizar herramientas. Simplemente quitando la horquilla y el soporte de manos, y reemplazandolos por un brazo estándar o un kit bipedestación.



Grúa Bipedestación  
Kit bipedestación



Grúa Estándar

## INFORMACIÓN PEDIDO

REF: DESCRIPCIÓN

25-20035	Entrenador de marcha Todo-en-Uno 150kg
25-20526	Entrenador de marcha Todo-en-Uno 200kg
25-20135	Kit de conversión Entrenador de marcha (para Grúas Todo-en-Una)

25-45021	Cincha para Entrenador de marcha Talla: S
25-45022	Cincha para Entrenador de marcha Talla: M
25-45023	Cincha para Entrenador de marcha Talla: L
25-45024	Cincha para Entrenador de marcha Talla: XL

Altura soporte de manos	66-97cm
Anchura soporte de manos	68cm
Altura del brazo	105-200cm
Carga máxima	150kg ó 200kg
Longitud del bastidor	117cm/122cm
Altura máxima de las patas	12cm
Anchura maxima apertura de patas	109cm/133cm
Peso	51kg/54kg
Elevaciones por carga	60/30

**ROPOX**  
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

UGARI GERIÁTRICA

C/VENTA DE LA ESTRELLA 6, PAB.126, 01006 VITORIA-GASTEIZ(SPAIN)  
Tel (+34) 945 146744; Fax (+34) 945 154036; E-mail: ugari@ugari.es Web: www.ugari.es